

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 12 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene
ohne Deckel



4 Racks à 24 Tubes (96 Stück)

Artikel-Nr.: 593778 | Thermo

133,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix
Codierung: 2D-Barcode
Format: Rack im SBS Format
Passend für Rackformat: SBS/24
Produktart: Gefäß ohne Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde, ohne
Sterilität: steril
Verpackung: 4 Racks à 24 Tubes (96 Stück)
Volumen: 12.0 ml