

Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 1.4 ml, steril konischer Boden



10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)

Artikel-Nr.: 593792 | Thermo

593,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix
Codierung: 2D-Barcode
Format: Rack im SBS Format
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Gefäß ohne Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: ohne
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)
Volumen: 1.4 ml