

Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 1.4 ml

konischer Boden
with DuraSeal septum inserted

ThermoFisher
SCIENTIFIC



10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)

Artikel-Nr.: 593801 | Thermo

703,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: DuraSeal

Verpackung: 10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)

Volumen: 1.4 ml