

Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 1.0 ml, glass

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Latch Racks à 96 Tubes (480 Stück)

Artikel-Nr.: 593850 | Thermo

1.259,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Glasgefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Glasgefäß mit Plastik Deckel

Verpackung: 5 Latch Racks à 96 Tubes (480 Stück)

Volumen: 1.0 ml