

## Matrix SepraSeal mats, farblos

für 0.5 / 0.75 / 1.4 ml Gefäße



10 Matten mit 96 Verschlüssen (960 Stück)

Artikel-Nr.: 594463 | Thermo

**111,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Brand:** Matrix  
**Codierung:** ohne Codierung  
**Farbe:** farblos  
**Passend für Rackformat:** SBS/96  
**Produktart:** Verschluss  
**Schraubdeckel / Stopfen:** Sepra Seal  
**Verpackung:** 10 Matten mit 96 Verschlüssen (960 Stück)