

Matrix SepraSeal mats, farblos, steril

für 0.5 / 0.75 / 1.4 ml Gefäße



10 Matten mit 96 Verschlüssen (960 Stück)

Artikel-Nr.: 594464 | Thermo

123,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix
Codierung: ohne Codierung
Farbe: farblos
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Verschluss
Schraubdeckel / Stopfen: Sepra Seal
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Matten mit 96 Verschlüssen (960 Stück)