

Matrix Pre-Split SepraSeal mats, farblos, steril

für 0.5 / 0.75 / 1.4 ml Gefäße

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Matten mit 96 Verschlüssen (960 Stück)

Artikel-Nr.: 594466 | Thermo

133,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: ohne Codierung

Farbe: farblos

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Verschluss

Schraubdeckel / Stopfen: SepraSplit

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Matten mit 96 Verschlüssen (960 Stück)