

Deckel für Matrix ScrewTop Tubes, farblos, steril

für 0.5 / 1.0 ml Gefäße

ThermoFisher
SCIENTIFIC

500 Stück

Artikel-Nr.: 594470 | Thermo

186,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: ohne Codierung

Farbe: farblos

Format: Beutel

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Schraubdeckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 500 Stück