

Matrix ScrewTop Deckel Rack

farblose Deckel

steril



5 Racks à 96 Deckel/Karton

Artikel-Nr.: 594477 | Thermo

359,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: ohne Codierung

Farbe: Deckel: farblos

Format: Cap Tray

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Schraubdeckel

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Racks à 96 Deckel/Karton