

Leerrack für 0.2 ml Matrix 2D Storage Tubes

Latch Rack

für 0,2ml Schraubdeckel und 0,5ml Folienverschluss



10 Stück



Artikel-Nr.: 594898 | Thermo

168,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: ohne Codierung

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Verpackung: 10 Stück