

Matrix Empty Latch Racks for 500 µl ScrewTop Tubes

steril, Latch Rack



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 594900 | Thermo

78,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: ohne Codierung

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 5 Stück