

Steriles Leerrack für Deckel

leer, zur Ablage von 5 x 96 Deckeln

steril



5 Leerracks/Karton

Artikel-Nr.: 594906 | Thermo

82,70 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: ohne Codierung

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Leerracks/Karton