

Nunc Cryobank 2D Barcoded Tube, 0.5 ml, steril

Innengewinde, flacher Boden

Deckel: blau



10 Racks à 96 Tubes (960)

Artikel-Nr.: 59374025 | Thermo

1.251,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Nunc

Codierung: 2D-Barcode

Farbe: Deckel: blau

Format: Lock Rack ohne Deckel in schwarz

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Tubes (960)

Volumen: 0.5 ml