

Nunc Cryobank 2D Barcoded Tube, 5.0 ml, steril

Innengewinde, flacher Boden
farbloser Deckel



10 Racks à 48 Tubes (480 Stück)

Artikel-Nr.: 59374220 | Thermo

1.025,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Nunc
Codierung: 2D-Barcode
Format: Rack im SBS Format
Passend für Rackformat: SBS/48
Produktart: Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Racks à 48 Tubes (480 Stück)
Volumen: 5.0 ml