

Nunc Cryobank 2D Barcoded Tube, 2.0 ml, steril

Innengewinde, flacher Boden, Zahlencode am Boden
farbloser Deckel



20 Beutel à 48 Tubes (960 Stück)

Artikel-Nr.: 59374258 | Thermo

1.542,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Nunc

Codierung: 2D-Barcode, Zahlencode am Boden

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 20 Beutel à 48 Tubes (960 Stück)

Volumen: 2.0 ml