

Nunc Cryobank 2D Barcoded Tube, 5.0 ml, steril

Außengewinde, runder Boden, Gewebetube
farbloser Deckel



1 Beutel à 528 Tubes

Artikel-Nr.: 59374261 | Thermo

1.139,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Nunc
Codierung: 2D-Barcode
Format: Beutel
Passend für Rackformat: SBS/48
Produktart: Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde
Sterilität: steril
Verpackung: 1 Beutel à 528 Tubes
Volumen: 5.0 ml