

## Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 1.4 ml, steril

flacher Boden  
mit Zahlencode am Boden



10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)

Artikel-Nr.: 593712-11 | Thermo

**599,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** Matrix

**Codierung:** 2D-Barcode, Zahlencode am Boden

**Format:** Rack im SBS Format

**Passend für Rackformat:** SBS/96

**Produktart:** Gefäß ohne Deckel

**Schraubdeckel / Stopfen:** ohne

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)

**Volumen:** 1.4 ml