

Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 0.75 ml

konischer Boden, Polypropylene

bulk



1000 Stück

Artikel-Nr.: 593730-11 | Thermo

506,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode

Format: Beutel

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Gewinde

Schraubdeckel / Stopfen: ohne

Verpackung: 1000 Stück

Volumen: 0.75 ml