

Matrix 2D Barcoded Storage Tubes 0.75 ml

konischer Boden



10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)

Artikel-Nr.: 593731-11 | Thermo

568,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Gewinde

Schraubdeckel / Stopfen: ohne

Verpackung: 10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)

Volumen: 0.75 ml