

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 1.0 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene

Deckel: blau



480 Stück im Beutel

Artikel-Nr.: 593740BLU | Thermo

367,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode

Farbe: Deckel: blau

Format: Beutel

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 480 Stück im Beutel

Volumen: 1.0 ml