

## Matrix 2D Bc. ScrewTop Tubes 1.0ml,2D,WP/1D,steril

konischer Boden  
ohne Deckel



5 Racks à 96 Tubes (480)

Artikel-Nr.: 593742-WP1D | Thermo

**452,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Brand:** Matrix

**Codierung:** 2D-Barcode

**Format:** Rack im SBS Format

**Passend für Rackformat:** SBS/96

**Produktart:** Gefäß ohne Deckel

**Schraubdeckel / Stopfen:** ohne

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 5 Racks à 96 Tubes (480)

**Volumen:** 1.0 ml