

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 0.5 ml, WP, V

mit Deckel, farblos, Schreibfeld

Deckel: farblos



5 Gestelle à 96 Röhrchen/Karton

Artikel-Nr.: 593744-WP | Thermo

594,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode, Schreibfeld

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Gestelle à 96 Röhrchen/Karton

Volumen: 0.5 ml