

Purified anti-human SSEA-5

Mouse IgG1, kappa
8e11

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B355201 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 355201

100,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, IHC-F, IP

Clone: 8E11

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 50 µg

Purified anti-human SSEA-5

Clone: 8e11

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Stage-Specific Embryonic Antigen-5

Size: 50 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IHC-F, IP

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8074>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>