

Purified anti-human CD186 (CXCR6)

Mouse IgG2a, kappa
K041E5

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B356002 | **BioLegend** | Herstellernummer: 356002

144,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: K041E5

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD186 (CXCR6)

Clone: K041E5

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: BONZO, STRL33, TYMSTR

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8316>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>