

## PE anti-human CD186 (CXCR6)

Mouse IgG2a, kappa  
K041E5

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B356004 | **BioLegend** | Herstellernummer: 356004

**208,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Aktion

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** K041E5

**Format:** PE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG2a

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 Tests

PE anti-human CD186 (CXCR6)

Clone: K041E5

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other\_Names: BONZO, STRL33, TYMSTR

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8317>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>