

Purified anti-human CD37

Mouse IgG1, kappa
M-B371

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B356301 | **BioLegend** | Herstellernummer: 356301

39,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, IHC-F

Clone: M-B371

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-human CD37

Clone: M-B371

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Tetraspanin26, tspan-26, GP52-40

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IHC-F

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8339>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>