

## Purified anti-human CD138 (Syndecan-1)

Mouse IgG1, kappa  
MI15

**BioLegend**  
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B356501 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 356501

**62,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICC, IHC-P, SB, WB

**Clone:** MI15

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG1

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 25 µg

Purified anti-human CD138 (Syndecan-1)

Clone: MI15

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: B-B4

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App\_Abbrev: FC, ICC, WB, IHC-P, SB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8349>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>