

Purified anti-human CD138 (Syndecan-1)

Mouse IgG1, kappa
MI15

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B356502 | **BioLegend** | Herstellernummer: 356502

83,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, ICC, IHC-P, SB, WB

Clone: MI15

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD138 (Syndecan-1)

Clone: MI15

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: B-B4

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ICC, WB, IHC-P, SB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8349>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>