

Purified anti-OCT4 (OCT3)

Mouse IgG2b, kappa
3A2A20

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B653702 | **BioLegend** | Herstellernummer: 653702

190,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ChIP, ICC, WB
Clone: 3A2A20
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG2b
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-OCT4 (OCT3)

Clone: 3A2A20
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Other_Names: POU domain class 5, transcription factor 1 (POU5F1), OCT4, OCT3
Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICC, ChIP
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8338>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>