

Biozym dNTP Mix 10 mM each, 2 x 0.5 ml



40 µmol (jeweils 10 µmol)

Artikel-Nr.: 331520 | Biozym

41,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Abpackung: Mix

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Konzentration: 10 mM

Produkttyp: dNTP

Verpackung: 40 µmol (jeweils 10 µmol)

Der Biozym dNTP Mix ist hochrein, langzeitstabil und geeignet für alle PCR-Applikationen

- Reinheit > 99 %
- Stabil auch nach häufigem Auftauen und Einfrieren
- Nach 4 Wochen bei RT: 95 % der dNTPs in Triphosphat-Form