

## Biozym dNTP Mix 25 mM each, 2 x 0.5 ml



100 µmol (jeweils 25 µmol)

Artikel-Nr.: 331550 | Biozym

**77,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Abpackung:** Mix

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Konzentration:** 25 mM

**Produkttyp:** dNTP

**Verpackung:** 100 µmol (jeweils 25 µmol)

**Der Biozym dNTP Mix ist hochrein, langzeitstabil und geeignet für alle PCR-Applikationen**

- Reinheit > 99 %
- Stabil auch nach häufigem Auftauen und Einfrieren
- Nach 4 Wochen bei RT: 95 % der dNTPs in Triphosphat-Form