

Pocket Timer/Clock (4-Kanal)



1 Stück

Artikel-Nr.: 553720 | Biozym

29,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Labortimer, 4-Kanal Pocket Timer/Clock

- Unabhängiges oder gleichzeitiges Setup der vier Timer
- Akustische und visuelle Alarmer
- Einfaches Umschalten der Kanäle mit separaten Tasten
- Inkl. Clip und Magnet auf der Rückseite