

PE anti-mouse IL-33Ralpha (IL1RL1, ST2)

Rat IgG2a, kappa
DIH9

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B145304 | **BioLegend** | Herstellernummer: 145304

204,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: DIH9

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

PE anti-mouse IL-33Ralpha (IL1RL1, ST2)

Clone: DIH9

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: T1/ST2, ST2L, IL-1R1, T1, DER4, IL1R1

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8423>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>