

Brilliant Violet 605 anti-human HLA-DR

Mouse IgG2a, kappa
L243

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B307640 | **BioLegend** | Herstellernummer: 307640

258,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: L243

Format: BV605

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Brilliant Violet 605 anti-human HLA-DR

Clone: L243

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Major Histocompatibility Class II, MHC class II

Size: 100 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: BV605

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7875>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>