

PE anti-human Ganglioside GD2

Mouse IgG2a, kappa
14G2a

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B357303 | BioLegend | Herstellernummer: 357303

123,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: 14G2a

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human Ganglioside GD2

Clone: 14G2a

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Disialoganglioside GD2, Ganglioside G2

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8408>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>