

Brilliant Violet 421 anti-mouse Ly-6C

Rat IgG2c, kappa
HK1.4

BioLegend
From Revvity



500 µL

Artikel-Nr.: B128032 | **BioLegend** | Herstellernummer: 128032

237,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: HK1.4
Format: BV421
Isotype: kappa, Rat IgG2c
Species of Origin: Rat
Verpackung: 500 µl

Brilliant Violet 421 anti-mouse Ly-6C

Clone: HK1.4
Isotype: Rat IgG2c, kappa
Other_Names: Lymphocyte antigen 6 complex, locus C
Size: 500 µL

Reactivity: Mouse
Format: BV421
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8586>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>