

PE anti-human CXCL9 (MIG)

Mouse IgG2a, kappa
J1015E10

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B357904 | **BioLegend** | Herstellernummer: 357904

208,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICFC

Clone: J1015E10

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CXCL9 (MIG)

Clone: J1015E10

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: MIG-1, MIG

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8498>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>