

Mini LED Leuchttisch 161 x 135 x 44 mm



1 Stück

Artikel-Nr.: 670030 | Biozym

245,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Mini Leuchttisch für den platzsparenden Einsatz auf jeder Werkbank. Kann z.B. in der Schublade aufbewahrt werden. Geeignet z.B. für das schnelle Screening von 96er Platten, Petrischalen, Elektrophorese Gele, Objektträgern und anderen transparenten Materialien.

- Sichtbereich umfasst 102 x 127 mm
- 4 AA Batterien notwendig (im Lieferumfang enthalten)
- Kann einfach mit Mini Vergrößerungsglas (1.75-fach) Art.Nr. 670031 kombiniert werden

Lieferumfang: Mini Leuchttisch (161 x 135 x 44 mm)