

Mini Vergrößerungsglas 1.75-fach

Linse = 185 x 100 mm, Höhe max. = 207 mm
passend für Mini Leuchttisch Art.-Nr. 670030



1 Stück

Artikel-Nr.: 670031 | Biozym

155,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Mini Vergrößerungsglas passend für Mini Leuchttisch Art.Nr. 670030

Das Glas vergrößert 1.75-fach zur besseren Identifizierung von Objekten etc. in Microplatten, Petrischalen, Gelen, sowie auch auf Objektträgern und anderen transparenten Produkten.

- Vergrößerung 1.75 fach
- Linse = 185 x 100 mm
- Höhe = 207 mm