

Handzähler, 4-stellig, Metall verchromt

mit Fingerring & Schutzlinse, 46 mm dia x 41 mm B



1 Stück

Artikel-Nr.: 670018 | Biozym

19,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Handzähler, 4-stellig ist geeignet zur Zählung von z.B. Blutzellen, Bakterien Kolonien, Tropfen, Straßenverkehr usw.

- Zählt bis 9.999
- Schnell zugänglicher Reset Knopf
- Schutzlinse über dem Zahlendisplay vereinfacht das Lesen
- Fingerring ermöglicht sicheren, entspannten Griff
- Robustes Metallgehäuse, verchromt

Format:

- Durchmesser = 46mm
- Breite = 41 mm