

Pipette, 1-Kanal, F1-ClipTip 30-300 μl

Farbcode = Orange variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 651105 | Thermo

318,00 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal Kategorie: Pipette Marke: F1-ClipTip

Pipettenvolumen: bis 300 μl Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Thermo Scientific F1-ClipTip Einkanalpipetten

Das innovative ClipTip System sorgt für hohe Genauigkeit und Präzision während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt. Einmal aufgenommen, bleiben die Spitzen fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze solange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.

- ClipTip Pipettenspitzen schließen sicher und dicht solange bis Sie den Spitzenabwurf betätigen
- Vollständige Abdichtung jedes Kanals für hohe Genauigkeit und Präzision
- Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein
- Ergonomisches Design Geringer Kraftaufwand beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen sowie beim Pipettieren selbst
- Außerordentlich leicht Das innovative Design verringert das Risiko der Überbeanspruchung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
- Einstellbarer Komfort Die Fingerauflage ist um 120° verstellbar für komfortable Bedienung mit rechts und links und für entspanntes Pipettieren.
- Super-Blow-Out-Kolben 150 % erh\u00f6hter Luftaussto\u00df zur effizienten Abgabe von Mikro-Volumina und Hemmung der Kapillarwirkung*

Patentierter Soft-Touch-Spitzenabwurf Innovativer Mechanismus verringert den Kraftaufwand zum Abwerfen der Spitzen

- Verstellsicherer Pipettierknopf bei Modellen mit variablem Volumen Die sichere Volumeneinstellung verhindert versehentliches Verstellen des Volumens beim Pipettieren.
- Branchenführende Garantie durch bequeme Onlineregistrierung
- **CE-Kennzeichnung** Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet.

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20 Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70 E-Mail: support@biozym.com Internet: www.biozym.com Rechtliches Registergericht: Amtsgericht Hannover Registernummer: HRB 101682 UST-ID: DE 813739502 Biozym Scientific GmbH Geschäftsführer Dr. Sebastian Petri



• Zertifizierung Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.

<?xml:namespace prefix="o" />
*Verfiliphor f"

*Verfügbar für Modelle bis 50 µl

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20 Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70 E-Mail: support@biozym.com Internet: www.biozym.com

Rechtliches Registergericht: Amtsgericht Hannover Registernummer: HRB 101682 UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH Geschäftsführer Dr. Sebastian Petri