

Pipette, 1-Kanal, F1-ClipTip 25 µl Fix

mit CE Kennzeichnung

Fixvolumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 651114 | Thermo

194,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: F1-ClipTip

Pipettenvolumen: bis 25 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: Fixvolumen