

Pipette, 1-Kanal, F1-ClipTip 100 µl Fix

Farbcode = Gelb

Fixvolumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 651116 | Thermo

194,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: F1-ClipTip

Pipettenvolumen: bis 100 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: Fixvolumen