

Pipette, 1-Kanal, F1-ClipTip 1000 µl Fix

Farbcode = Blau

Fixvolumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 651120 | Thermo

192,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: F1-ClipTip

Pipettenvolumen: bis 1000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: Fixvolumen