

Farbcode = Gelb  
variables Volumen



Artikel-Nr.: 651132 | Thermo

\*zzgl. MwSt. **zzgl. Versandkosten**



**Kanäle:** 8-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** F1-ClipTip  
**Pipettenvolumen:** bis 100 µl  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

Das innovative ClipTip System sorgt für hohe Genauigkeit und Präzision, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt. Einmal aufgenommen, bleiben die Spitzen fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze solange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.

Age, Sex	Distance (km)	Time (min)	Speed (km/h)	Power (W)	Energy (kJ)	Heart Rate (b/min)	VO <sub>2</sub> (l/min)	VO <sub>2</sub> (ml/kg/min)
10, M	1.0	10.0	6.0	100	100	150	1.0	1.0
10, F	1.0	12.0	5.0	80	80	140	0.8	0.8
20, M	1.0	8.0	7.5	150	150	180	1.5	1.5
20, F	1.0	10.0	6.0	100	100	160	1.0	1.0
30, M	1.0	6.0	10.0	200	200	200	2.0	2.0
30, F	1.0	8.0	7.5	150	150	180	1.5	1.5
40, M	1.0	5.0	12.0	250	250	220	2.5	2.5
40, F	1.0	7.0	8.6	180	180	200	1.8	1.8
50, M	1.0	4.0	15.0	300	300	240	3.0	3.0
50, F	1.0	6.0	10.0	200	200	220	2.0	2.0
60, M	1.0	3.0	20.0	400	400	260	4.0	4.0
60, F	1.0	5.0	12.0	250	250	240	2.5	2.5
70, M	1.0	2.0	30.0	600	600	280	6.0	6.0
70, F	1.0	4.0	15.0	300	300	260	3.0	3.0
80, M	1.0	1.0	60.0	1200	1200	300	12.0	12.0
80, F	1.0	2.0	30.0	600	600	280	6.0	6.0
90, M	1.0	0.5	120.0	2400	2400	320	24.0	24.0
90, F	1.0	1.0	60.0	1200	1200	300	12.0	12.0

- Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: [support@biozym.com](mailto:support@biozym.com)  
Internet: [www.biozym.com](http://www.biozym.com)

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri