

PCR 96-Well TW-MT-Platte, weiß, barcoded, Laser m.

Low Profile, full skirted, Eckschnitt A12 + H12

DNA-, DNase-, RNA-, RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 200 Stück

Artikel-Nr.: 712447X | Biozym

951,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckschnitt: A12, H12

Eigenschaften: mit Barcode

Farbe: weiß

Format: full skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 200 Stück

Volumen: 0.1 ml