

ClipTip 20 µl, Filter, pink, steril

für F1-ClipTip Pipetten 20 µl
für alte F1-ClipTip Pipetten 10

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674506 | Thermo | Herstellernummer: 94420213

86,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 20 µl

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Spezialeigenschaften: ClipTip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück