

Finntip 0.2 - 20 µl, lila

33 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 20 µl (mikro)

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674420 | Thermo | Herstellernummer: 9400620

86,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: kurz

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 20 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück



Pipettenspitze

Passend für für F1, F2, Novus Pipetten bis 20 µl (mikro)