

Finntip 0.2 - 20 µl, steril, lila 384er

33 mm, DNA-, DNase-, RNase-, Endotoxinfrei
für F1, F2, Novus Pipetten bis 20 µl (mikro)

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 384 Stück

Artikel-Nr.: 674429 | Thermo | Herstellernummer: 9400613



722,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: kurz

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 20 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 384 Stück