

Finntip 0.2 - 50 µl, türkis

48 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 50 µl (mikro)

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674430 | Thermo | Herstellernummer: 9400360

88,10 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 50 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück



Pipettenspitze

Passend für F1, F2, Novus Pipetten bis 50 µl (mikro)